

Release Notes Versie 10

Applicatie Sendi

Versie V10

Datum April 2023


Nieuwe functionaliteiten

1. Verschillende acties uitvoeren vanuit overzicht

Vanuit het overzicht op de pagina Beoordelen kunt u nu verschillende acties uitvoeren.

Klik op de drie puntjes  om één van de volgende acties uit te voeren:

- Telefoonnummer aanpassen (binnen 48 uur): als u naar een ander telefoonnummer nog een keer dezelfde SMS wilt sturen. De patiëntgegevens worden automatisch overgenomen.
- Telefoonnummer kopiëren (binnen 24 uur): als u het telefoonnummer wilt kopiëren en plakken bijvoorbeeld in het HIS.
- Andere taal kiezen: als u de SMS nogmaals wilt sturen naar de patiënt maar dan in een andere taal.
- Nog een keer foto's opvragen: als u van dezelfde patiënt nogmaals foto's wilt ontvangen.



Dit menu wordt steeds verder uitgebreid. Binnenkort is het ook mogelijk om vanuit hier het consult af te handelen. Als u zelf wensen heeft, laat het ons vooral weten!

2. Telefoonnummer wordt 48 uur bewaard

Vanaf nu bewaren wij het telefoonnummer 48 uur, in plaats van 24 uur. Hierdoor heeft u langer de mogelijkheid om te reageren via de berichtenfunctie in Sendi met de koppeling naar Thuisarts.nl.

3. Gebruikersaccounts op inactief zetten

Het is nu mogelijk om gebruikersaccounts op inactief te zetten (alleen door personen die toegang hebben tot het gebruikersbeheer). Bijvoorbeeld wanneer iemand uit dienst is of tijdelijk geen toegang nodig heeft tot Sendi.

Klik op het potloodje bij de betreffende gebruiker en kies voor 'ja' bij inactief. Op dezelfde manier kunt u het account ook weer activeren.

4. Gebruikers uitsluiten van de maandelijkse rapportage

Nog een wijziging in het gebruikersbeheer: per gebruiker kan aangegeven worden of deze persoon wel of niet moet worden getoond in de maandelijkse rapportages.

Klik op het potloodje bij de betreffende gebruiker en kies voor 'nee' bij toon in rapportages.

Verbeteringen

5. Verbeterde lay-out pagina Beoordelen

De kolom en het lettertype op de pagina Beoordelen zijn vergroot zodat alles net wat beter leesbaar is.

6. Ondersteuning speciale tekens in gebruikersnamen

Door een oplettende klant ontdekten we dat het niet meer mogelijk was speciale tekens te gebruiken in gebruikersnamen. Dat is nu opgelost en dus weer mogelijk.

7. Ook bij berichtenmodule wordt sms vertaald naar juiste taal

Door een andere oplettende klant ontdekten we dat bij het terugsturen van een bericht naar de patiënt, het sms-bericht niet vertaald werd in de moedertaal van de patiënt (dezelfde taal als waar de foto's mee zijn opgevraagd). Dit hebben we ook direct aangepast en nu worden alle sms-berichten verstuurd in de taal die de patiënt spreekt.

De inhoud van uw bericht die met de sms wordt meegestuurd, wordt niet vertaald. U bent vrij om hier in de taal van de patiënt of in het Engels iets neer te zetten.

8. Niet meer mogelijk om .HEIC bestand te uploaden

Heel af en toe hebben patiënten de camera op hun (Android) telefoon zo ingesteld dat zij zogenaamde .HEIC bestanden uploaden naar Sendi. HEIC of HEIF is een nieuw

formaat voor het efficiënt opslaan van foto's waarbij HEIC staat voor High Efficiency Image Container. Helaas wordt dit nieuwe formaat nog niet correct weergegeven door alle browsers en computersystemen en kunnen wij het daarom nog niet ondersteunen in Sendi. Dit resulteerde in het verleden af en toe in het ontvangen van foto's die niet in te zien waren.

Om dit te voorkomen hebben we een melding ingebouwd die voorkomt dat een patiënt .HEIC bestanden uploadt. De volgende foutmelding wordt gegeven:

"Het door u gekozen bestandstype (.HEIC) wordt helaas niet ondersteund.

Kies een ander bestandstype (.JPG of .PNG) of selecteer geen foto uit uw bibliotheek maar kies voor 'Maak foto' of 'Camera' om nu een foto te maken en deze te versturen."

Het is voor deze patiënten dus wel mogelijk om foto's te uploaden, alleen niet door een foto uit de bibliotheek te kiezen. Zij moeten op dat moment een foto maken, nadat zij op het plusje in Sendi hebben geklikt. Dan gaat het gelukkig wel goed.

Wij zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is dit type bestand wel te ondersteunen.

Algemeen

Deze versie bevat verder algemene prestatieverbeteringen, stabiliteitsaanpassingen, verbeteringen voor de gebruikerservaringen en beveiligingsupdates.